

滴下制御型輸液ポンプ・20滴/mL対応状況:20滴使用の可否ごと区分 (2006年3月1日現在)

| 20滴使用の可否 | 販売名 | 機種名・型番等 | 医療機器承認番号 | | 問合せ先 | 製造販売元 | ユーザーでの 切替可能 | 業者での切 換対応必要 | 補足事項 | |
|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|--|---|
| | | | 新承認番号体系 | 旧承認番号体系 | | | | | | |
| ●現時点で20滴/mL が使用できる装置 | 20滴・60滴/mL以外 を消去できる | クーデック 輸液ポンプ | CIP-100 | 21600BZZ00649000 | - | 大研医器株式会社 | 大研医器株式会社 | ○ | - | 切替方法は2級メンテナンスマニュアルに記載 |
| | | テルフュージョン輸液ポンプTE-131 | TE-131A | 21500BZZ00481000 | - | テルモ株式会社 | テルモ株式会社 | ○ | - | 切替方法は取扱説明書に記載 ※ポンプ専用セットで20滴/mLを使用する 場合は切替が必要 |
| | | トップ輸液ポンプTOP-2200 | TOP-2200 S | 20500BZZ00723000 | - | 株式会社トップ | 株式会社トップ | ○ | - | 切替方法はサービスマニュアルに記載 |
| | | トップ輸液ポンプTOP-3300 | TOP-3300 S | 21100BZZ00198000 | - | | | ○ | - | 切替方法はサービスマニュアルに記載 |
| | | 輸液ポンプPFA-16 | PFA-16 | 21000BZZ00228000 | - | 日機装株式会社 | 日機装株式会社 | ○ | - | 製造番号 65001-01 ※上記製造番号以前の装置は別分類を参 照 切替方法は取扱説明書に記載 |
| | 20滴・60滴/mL以外 を消去できない | 大塚輸液ポンプOT-601 | OT-601 | - | 03B第0180号 | 株式会社ジェイ・エム・エス | 株式会社メテク | - | - | 前期型修理終了 |
| | | テルフュージョン輸液ポンプTE-112 | TE-112 | 20800BZZ00693000 | - | テルモ株式会社 | テルモ株式会社 | - | - | 販売終了 |
| | | トップ輸液ポンプTOP-2200 | TOP-2200 H | 20500BZZ00723000 | - | 株式会社トップ | 株式会社トップ | - | - | |
| | | トップ輸液ポンプTOP-3300 | TOP-3300 | 21100BZZ00198000 | - | | | - | - | |
| | | トップ輸液ポンプTOP-3300 | TOP-3300 H | 21100BZZ00198000 | - | 日機装株式会社 | 日機装株式会社 | - | - | |
| | | 輸液注入ポンプPFA-12 | PFA-12 | 16000BZZ01233000 | (60B)第1233号 | | | - | - | |
| | | 輸液ポンプPFA-15 | PFA-15 | 20100BZZ00421000 | (01B)第0421号 | | | - | - | |
| | 輸液ポンプPFA-16 | PFA-16 | 21000BZZ00228000 | - | | | - | - | 製造番号 N8A01-01～N9B08-20 60001-01～64013-20 ※上記製造番号以外の装置は別分類を参 照 | |
| | ●20滴/mLが使用可 能に切替できる装置 | 20滴・60滴/mL以外 を消去できる | 大塚輸液ポンプOT-707 | OT-707 | 21600BZZ00118000 | - | 株式会社ジェイ・エム・エス | 株式会社メテク | ○ | - |
| 大塚輸液ポンプOT-707G | | | OT-707G | 21600BZZ00119000 | - | ○ | | | - | |
| 大塚輸液ポンプOT-777 | | | OT-777 | 21600BZZ00121000 | - | ○ | | | - | |
| 輸液ポンプOT-707 | | | OT-707 | 21600BZZ00118000 | - | ○ | | | - | |
| 輸液ポンプOT-707G | | | OT-707G | 21600BZZ00119000 | - | ○ | | | - | |
| 輸液ポンプOT-777 | | | OT-777 | 21600BZZ00121000 | - | ○ | | | - | |
| 20滴・60滴/mL以外 を消去できない | | 大塚輸液ポンプOT-701 | OT-701 | 21200BZZ00527000 | - | | | - | ○ | 販売終了 |
| | | 大塚輸液ポンプOT-711 | OT-711 | 21200BZZ00528000 | - | | | - | ○ | 販売終了、滴数制御時のみ変更可能 |
| ●20滴/mL使用に輸液セット仕様の制限がある装置 | テルフュージョン輸液ポンプTE-131 | TE-131 | 21500BZZ00481000 | - | テルモ株式会社 | テルモ株式会社 | - | - | ポンプ専用セット使用時は15.60滴/mL のみが設定・使用可能 | |
| | トップ輸液ポンプTOP-3100 | TOP-3100 | 20300BZZ00653000 | 03B第653号 | 株式会社トップ | 株式会社トップ | - | - | 注#TOP-Hポンプ専用セット使用時は15滴/mL のみが設定・使用可能 | |
| | トップ輸液ポンプTOP-2200 | TOP-2200 | 20500BZZ00723000 | 05B第0723号 | | | - | - | 3桁表示、注#同上 | |
| | トップ輸液ポンプTOP-2200 | TOP-2200 R | 20500BZZ00723000 | 05B第0723号 | | | - | - | 4桁表示、注#同上 | |
| | トップ輸液ポンプTOP-2200 | TOP-2200 B | 20500BZZ00723000 | - | | | - | - | 4桁表示/気泡センサ、注#同上 | |
| ●20滴/mLが使用できない装置 | 大塚輸液ポンプOT-501 | OT-501 | - | 60B第1187号 | 株式会社ジェイ・エム・エス | 株式会社メテク | - | - | 修理終了 | |
| | テルフュージョン輸液ポンプTE-111 | TE-111 | - | 05B-415 | テルモ株式会社 | テルモ株式会社 | - | - | 修理終了 | |